

Steigern Sie Ihren Verkauf von Hautpflegeprodukten

Skin Diagnostic SD 27

Feuchtigkeit und Fett


- ❖ Perfektes Gerät zur Empfehlung von Pflegeprodukten für verschiedene Hauttypen
- ❖ Schnelle und einfache Hautanalyse durch Hautfett- und Hautfeuchtigkeitsmessung direkt am Verkaufspunkt
- ❖ Die Fettmessung lässt sich auch an Haaren und Kopfhaut durchführen
- ❖ Das Ergebnis wird auf einem Display und einer Diodenkette aufgezeigt
- ❖ Die Raumtemperatur wird bei der Messung berücksichtigt

Das SD 27 ist leicht, tragbar, batteriebetrieben, flexibel und einfach zu handhaben. Es kann sowohl an der Theke, in einem Schönheits- oder Friseursalon als auch beim Dermatologen und in Apotheken das Interesse der Kunden wecken und den Verkauf von kosmetischen Produkten und Behandlungen steigern.

Bitte erfragen Sie unser spezielles Transportzubehör!



Temperatureinstellung



Interpretation



Technische Daten:
Spannungsversorgung: Batterie(9 V), optional externe Spannungsversorgung (100-240VAC/9 VDC);
Maße: 17 x 20 x 5,5 cm; Gewicht: 0,5 kg
Messprinzipien: Fett: photometrisch (Skala 0-99), Feuchtigkeit: kapazitiv (Skala 0-99)

Technische Änderungen vorbehalten.



www.courage-khazaka.de

electronic Köln, Germany